

UPUTE ZA UPOTREBU I RUKOVANJE

INFRACRVENA LAMPA

S 100 W žaruljom



Broj artikla: GYVIL100

Molimo pažljivo pročitajte upute za uporabu i rukovanje prije puštanja uređaja u rad!

Poštovani kupče

Hvala što ste odabrali naš proizvod. Za pravilnu, sigurnu i učinkovitu upotrebu, produženje vijeka trajanja proizvoda i radi vaše sigurnosti, pažljivo pročitajte upute za uporabu (i sačuvajte ih za buduću upotrebu). Ako je potrebno, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Sadržaj

Prednosti infracrvenog svjetla	2
Sadržaj kutije.....	2
Upotreba	2
Područja primjene	3
Važne informacije, upozorenja	3
OPASNOST	4
Čišćenje infracrvene	4
Recikliranje kućanskih aparata na kraju njihovog vijeka trajanja.....	5
Tehnički podaci	5

Prednosti infracrvenog svjetla

Infracrvena lampa pogodna je samo za zagrijavanje ljudskog tijela. Njezin raspon zračenja je između 780 i 1400 nm, što stvara osjećaj topline u ljudskom tijelu. Toplina uzrokuje povećanu cirkulaciju krvi i metabolizam u zračenom području kože. Infracrvena svjetlost pokreće procese zacjeljivanja u tijelu, koji su koncentrirani na tretiranom području. Ublažava blage bolove u mišićima, opušta mišiće i smanjuje ukočenost zglobova. Povećava se limfna cirkulacija, što olakšava izlučivanje toksina iz tijela i povećava opskrbu kisikom. Infracrveno svjetlo može se koristiti kao komplementarna terapija za stanja uha, nosa i grla, ili za tretmane lica i ljepote, posebno za čišćenje kože, bolove u leđima i zglobovima.

Upozorenje: Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu osobama (uključujući djecu) sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im je osiguran nadzor ili upute o upotrebi uređaja od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost. U slučaju djece preporučuje se nadzor kako bi se osiguralo da se ne igraju uređajem.

Sadržaj kutije:

- 1 GYVIL100 infracrvena lampa
- 1 korisnički priručnik i upute za uporabu + jamstvena kartica
- 1 x žarulja 100 W

Upotreba

1. Prije uporabe uklonite sve materijale za pakiranje s uređaja.
2. Prije uključivanja provjerite je li žarulja pravilno navučena.
3. Uređaj uvijek postavljajte na stabilnu, ravnu površinu i ostavite prostor od najmanje 20 cm oko njega kako biste spriječili pregrijavanje.
4. Prije upotrebe provjerite je li kabel oštećen. Kabel nikada ne smije doći u dodir s vrućom žaruljom!
5. Povežite uređaj na izvor napajanja.
6. Uvijek držite oči zatvorenima tijekom tretmana lica kako biste izbjegli ozljede. Nikada Gledajte izravno u infracrveno svjetlo!

7. Preporučeno vrijeme tretmana je najviše 12 minuta!
8. Preporučeno trajanje tretmana je najviše 12 minuta! Prvi put odaberite kraće trajanje.
9. Uključite uređaj u strujnu mrežu samo tijekom tretmana. Odmah nakon tretmana isključite kabel iz utičnice i pustite ga da se ohladi prije ponovnog pakiranja.
10. Neki ljudi mogu osjetiti preosjetljivost (npr. pojačano crvenilo, stvaranje mjehura, svrbež, obilno znojenje) ili alergijsku reakciju na toplinsko zračenje, čak i pri ispravnoj upotrebi uređaja. Redovito provjeravajte tretirano područje. Ako osjetite bilo kakvu preosjetljivost ili alergijske reakcije, odmah prestanite koristiti uređaj i posavjetujte se sa svojim liječnikom.
11. Ne koristite uređaj u prostorijama u kojima je temperatura ispod 10 °C ili iznad 35 °C.
12. Prislonite infracrveni uređaj na zahvaćeno područje i pomičite ga kružnim pokretima tijekom zagrijavanja kako biste postigli masažni učinak. Uvijek održavajte udaljenost od najmanje 30 cm između infracrvene lampe i dijela tijela koji se tretira. Ako toplina postane neugodna, udaljite lampu od tijela. Tijekom upotrebe trebali biste osjećati ugodnu toplinu.
13. Ako ste na zahvaćeno područje nanijeli losion za tijelo, ulje za masažu ili bilo koju kozmetiku, obrišite ga papirnatim ručnikom prije početka tretmana i tek tada primijenite terapiju infracrvenim svjetlom.
14. Za maksimalan učinak koristite infracrveni uređaj najmanje 5 minuta. Ne primjenjujte infracrveno svjetlo na zahvaćeno područje duže od nekoliko minuta.
15. Nakon upotrebe, isključite infracrvenu lampu iz utičnice. Ostavite je da se ohladi, a zatim je očistite vlažnom krpom. Nikada ne koristite jaka kemijska sredstva za čišćenje poput benzina.
16. Ne ispuštajte infracrveni uređaj jer biste mogli oštetiti infracrvenu žarulju.

Područja primjene

VRAT - Usmjerite svjetlo na vrat od baze lubanje duž obje strane kralježnice.

RAMENO - osvjetlite područje ramena i ključne kosti sporim vanjskim pokretima od baze vrata kako biste ublažili napetost.

RUKA - Usmjerite svjetlo duž unutarnje i vanjske strane vaše ruke od zapešća do ramena. Također možete tretirati dlan.

NOGE i STOPALA - Nanesite na cijelu površinu noge od pete do kuka kako biste ublažili bol u mišićima.

ZGLOBOVI - Liječenje laktova i koljena može pomoći u ublažavanju bolova u zglobovima.

OLAKŠANJE BOLOVA U MIŠIĆIMA - Tretirajte zahvaćeno područje nekoliko minuta.

Važne informacije, upozorenja

1. Lampa i žarulja tijekom uporabe postaju vrlo vrući. Dodirivanje može uzrokovati opekline. Posebno pazite pri tretiranju djece!
2. Uvijek isključite kabel za napajanje iz utičnice i ostavite uređaj da se ohladi najmanje 20 minuta prije nego što ga dodirnete, raspakirate ili pokrijete.
3. Prije uporabe uklonite sav materijal za pakiranje s uređaja.
4. Proizvod smije biti priključen samo na zidnu utičnicu s nazivnom naponom.
5. Ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok je uključen.
6. Ne koristiti na osobama osjetljivima na toplinu.

7. Osjetljivost na toplinu može varirati u sljedećim slučajevima: dijabetičari; osobe koje pate od patološke pospanosti, demencije ili poteškoća s koncentracijom; promjene na koži ili ekcemi uzrokovani bolešću; alergični pacijenti; djeca i starije osobe; nakon uzimanja lijekova ili konzumacije alkohola.
8. Prije uporabe posavjetujte se s liječnikom o postupcima liječenja.
9. Uvijek ograničite upotrebu na određeno vremensko razdoblje i pratite reakcije kože. Dugotrajna upotreba može uzrokovati opekline na površini kože.
10. Lijekovi, kozmetika ili hrana mogu u određenim okolnostima uzrokovati preosjetljivost ili alergijske reakcije na koži; u tom slučaju tretman treba odmah prekinuti.
11. Prilikom korištenja uređaja obratite posebnu pozornost – nikada ne zaspate dok ga koristite.
12. Uređaj uvijek postavljajte na stabilnu, ravnu površinu.
13. Ne dodirujte žarulju niti je odvrnite dok je uređaj priključen na struju.
14. Djeca ne shvaćaju u potpunosti opasnosti električnih uređaja, stoga im ne dopustite da ih koriste bez nadzora! Uređaj smiju koristiti samo djeca pod nadzorom odrasle osobe.
15. Ne prekrivajte niti omotavajte uređaj dok je još topao.
16. Držite zapaljive materijale najmanje 1 metar udaljene od lampe.
17. Ne vješajte uređaj na zid ili strop.
18. Kako biste izbjegli električni udar, ne koristite tijekom kupanja.
19. Ne koristite uređaj ako je oštećen ili ako je kabel za napajanje oštećen.
20. Kako biste izbjegli pregrijavanje, opekline ili požar, koristite uređaj samo prema uputama i upozorenjima navedenima ovdje.

OPASNOST

1. **Električna energija je izuzetno opasna u vlažnim okruženjima! Ne koristite uređaj u vlažnim okruženjima (npr. u kupaonici, tušu ili bazenu). Pobrinite se da nijedna tekućina ne uđe u uređaj ili na njegovu površinu.**
2. **Ne dodirujte lampu mokrim rukama dok je priključena na struju i ne prskajte uređaj vodom! Koristite ga samo kada je potpuno suh. Nikada ga ne uranjajte u vodu ili druge tekućine!**
3. Zaštitite uređaj od jakih utjecaja okoliša!
4. Ne izvlačite utikač iz utičnice povlačeći ga za mrežni kabel!
5. Ako su kabel ili kućište oštećeni, obratite se ovlaštenom servisnom centru jer za popravak trebaju posebni alati!
6. Ne koristite uređaj na otvorenom. Koristite uređaj samo za namjenu za koju je predviđen.
7. **Jamstvo ne pokriva žarulju.**
8. Jamstvo ne pokriva upotrebu, čišćenje ili servisiranje koji nisu u skladu s uputama za rad.
9. Uređaj nije pogodan za komercijalnu upotrebu.
10. Uređaj se može koristiti najviše 40 minuta odjednom.
11. U slučaju kvara na električnom kabelu obratite se stručnjaku.

Čišćenje/zamjena žarulje u infracrvenoj lampi

- Prije čišćenja i zamjene žarulje isključite uređaj, izvucite ga iz utičnice i pustite da se potpuno ohladi.
- Uređaj se može čistiti vlažnom krpom. Ne koristite otapala! Pazite da voda ne prodre u uređaj.
- Proizvod ponovno koristite tek nakon što se potpuno osuši.
- Imajte na umu da se žarulja smije zamijeniti samo s drugom istog tipa.
- Jamstvo ne pokriva žarulju.

Recikliranje kućanskih aparata na kraju njihovog vijeka trajanja :



Ovaj simbol označava da se proizvod ili njegovo pakiranje ne smije odlagati s običnim kućnim otpadom. Proizvode koji se više ne mogu koristiti potrebno je odnijeti na mjesta za prikupljanje otpada koja osiguravaju recikliranje električnih uređaja. Raščišćavanje uređaja i njegovo odlaganje s kućnim otpadom, kao i odlaganje koje nije u skladu s propisima, predstavlja zagađenje okoliša.

smatra se onečišćenjem okoliša. Informacije o pravilnom zbrinjavanju električnih uređaja i o mjestima za prikupljanje otpada za recikliranje možete dobiti u nadležnom odjelu vaše lokalne samouprave ili na mjestu gdje ste kupili proizvod.

Tehničke data :

Model	GYVIL100
Snaga	100 W
Napon	220 V - 240 V
frekvencija	50/60 Hz
Dimenzije lampe	17 cm x 10,5 cm x 18,3 cm

Internetska podrška i preporuke Vivamax proizvoda

Dodatne korisne informacije o proizvodima i njihove opise možete pronaći na našoj web-stranici www.vivamax.hu. Na našoj web-stranici možete pogledati lokator trgovina na karti, naš cjelokupni asortiman zdravstvenih proizvoda i preuzeti naše sezonske promotivne publikacije.

Osim uređaja koji ste kupili, željeli bismo vam preporučiti i sljedeće proizvode, koje možete pronaći na našoj web stranici

- Vivamax kombinirani TENS i EMS uređaji
- Vivamax digitalni termometri, nekontaktni termometri
- Vivamax grijaći jastučići i plahte
- Vivamax difuzori eteričnih ulja i eterična ulja
- VivaFit ortoze i proizvodi za zaštitu zglobova



Za korisne sadržaje i članke vezane uz ovu temu posjetite našu web stranicu (www.vivamax.hu), gdje možete pročitati, između ostalog, sljedeće objave na blogu:

- Čemu služi infracrvena lampa i kada je trebamo koristiti?
- Zdravlje u svjetlu – blagotvorni učinci svjetlosne terapije
- Terapije bez lijekova za ublažavanje boli

Pratite nas na društvenim mrežama (Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Pinterest) ili se pretplatite na naš newsletter kako biste prvi saznali za naše posebne ponude i najnovije vijesti!

Uvoznik i distributer u Mađarskoj:

Vivaldi Kft.

2120 Dunakeszi, Pallag Street 37.

Tel.: +36-1/889-9080

info@vivaldi.hu

www.vivamax.hu