
ANLAN

Ultrahangos arcmasszírozó fényterápiával ANLAN 01-ADRY15-001

Használati utasítás



Köszönjük, hogy megvásárolta az ANLAN multifunkcionális bőrápoló készüléket. Kérjük, a biztonságos és helyes használat érdekében használat előtt feltétlenül olvassa el ezt a kézikönyvet. Ez a termék nem diagnózishoz vagy kezeléshez használt orvostechnikai eszköz, hanem általános háztartási használatra szolgáló segédeszköz.


Óvintézkedések


A felhasználók sérülésének megelőzése érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket az utasításokat, és kövesse a tartalmat.

Kérjük, ne használja ezt a készüléket más orvosi elektronikával együtt.
Soha ne használja ezt a készüléket a következő elektromos orvosi eszközökkel:
- Elektromágneses károsodással járó kis implantátum, például pacemaker.
- Orvosi elektronika az életfenntartáshoz, például mesterséges szív / mesterséges tüdő.
- Hordozható orvosi elektronika, például elektrokardiogram készülék.

Az alább felsoroltaknak a készülék használata előtt konzultálniuk kell orvosukkal.
- Terhes nők
- Súlyos (fájdalmas) betegségben szenvedők
- Tuberkulózisban szenvedő betegek
- Arc neuralgiában szenvedő betegek
- Szívproblémákkal küzdő emberek
- Rosszindulatú daganatos betegek
- Kóros vérnyomású emberek
- Fertőző betegségben szenvedők
- Hemofíliás emberek
- Lázas betegségben szenvedők
- Allergiás emberek
- Fertőző betegségben szenvedők
- Bőrgyulladásban, például atópiás és kontakt dermatitiszben szenvedő emberek.
- Súlyos perifériás keringési rendellenességek, például cukorbetegség miatt érzékelési zavarokkal küzdő személyek.

Termékleírás





Termékleírások

Termék neve: Ultrahangos arcmasszírozó fényterápiával
Modell: C812A
Anyag: ABS, rozsdamentes acél
Termék mérete: kb. 179*60*61mm
A termék súlya: kb. 195g
Rezgési frekvencia: 8000 fordulat/perc
Hőmérséklet: Forró: 38°C~ 42°C(± 3°C) Hideg: 6°C~ 10°C (± 3°C)
Fény hullámhossza: Vörös fény (622nm), kék fény (467nm), zöld fény (523nm) (±5nm)
Akkumulátor kapacitás: 1000mAh
Töltési idő: kb. 3 óra
Automatikus kikapcsolás: 5 perc után (CLEAN, EMS, MOIST), 2 perc után (COOL)
Tartozékok: felhasználói kézikönyv, C típusú töltőkábel, kozmetikai párna gyűrű, talp, kozmetikai párna

Használat előtt

Az első használat során javasoljuk, hogy próbálja ki a készüléket a karján. Hosszú távú használat előtt próbálja ki bőrén tonikkal, testápolóval vagy krémmel.



1. Mossa meg a kart mosószerrel, majd törölje le törülközővel.

2. Válassza ki a "MOIST" üzemmódot, és tesztelés céljából alkalmazza bőrápoló termékeit.

3. Ha 24 óra elteltével nincs kellemetlen érzés, a termék használható.


Megjegyzések:
- Kérjük, használat előtt távolítsa el a sminket és tisztítsa meg az arcát.
- Ne maradjon egy helyen 10 másodpercnél tovább.
- Kérjük, állítsa be a megfelelő hőmérsékletet az igényeinek megfelelően.
- Kérjük, ügyeljen arra, hogy használat közben ne érintse meg az érzékelő fémrészét.
- Ne használja közvetlenül száraz bőrön, bőrápoló termékek használata ajánlott.
- Ha kényelmetlenül érzi magát, hagyja abba a termék használatát, és forduljon orvoshoz.

Módok és funkciók


Mód	Jellemzők	Ajánlások	A használat gyakorisága	Szint
CLEAN	Fűtés Rezgés Ionok＋ Export Piros/kék/zöld fény	Sminklemosó	Naponta egyszer, 5 perc	Hőmérséklet: 3 fokozat (38°C--40°C-42°C) Ionok + : 3 szint
EMS	EMS Rezgés Piros/kék/zöld fény	Tonik, balzsam maszk, szérum	Naponta egyszer, 5 perc	EMS: 3 szint
MOIST	Vibrációk Ionimport Piros/kék/zöld fény	Tonik, balzsam maszk, szérum	Naponta egyszer, 5 perc	Ionok - : 3 szint
COOL	Hűtés Rezgés Piros/kék/zöld fény	Tonik, balzsam maszk, szérum	Naponta egyszer, 5 perc	Hőmérséklet: 3 fokozat (12°C--8°C-6°C)

- A készüléknek COOL üzemmódban sok energiára van szüksége, ami miatt az akkumulátor kijelzője pontatlanul jelenik meg. Ez normális, és normálisan használható.
- Nem kell az egyes üzemmódokat egymás után használni. Az üzemmódot és a használati időt a bőr állapotának megfelelően választhatja ki.
- Megjegyzés: A túlzott használat megterheli a bőrt, ezért kérjük, ne használja minden nap az összes üzemmódot.


A kozmetikai betétgyűrű behelyezése/eltávolítása




1 Vegye le a gyűrűt a készülékről.



2 Helyezze a párnát a fejre.



3 Viseljen gyűrűt egy vattakoronggal.



4 Vigyen fel sminkeltávolítót/tonert a párnára.



Bekapcsoló / üzemmód gomb
Nyomja meg és tartsa lenyomva a be-/kikapcsoláshoz.
Rövid megnyomás az üzemmódok beállításához.




Szint gomb
Az EMS hőmérsékletének és intenzitásának beállításához nyomja meg röviden.
Az első használat során, vagy amíg meg nem szokja a terméket, használja az 1-es szintet.



LED fény gomb
Nyomja meg a piros / kék / zöld fény kiválasztásához.
A készülék automatikus kikapcsolása előtt hangjelzés hallható. Az üzemmódváltás újraszámítja az automatikus kikapcsolási időt.

Mikroáramú indukciós pánt

Ne feledje, hogy a főtestet úgy tartsa, hogy a keze megérintse a fogantyún lévő mikroáramú indukciós csíkot.




A használat lépései

1. Mossa meg az arcát arctisztítóval, és törölje szárazra.




2. Ha a CLEAN üzemmódot használja, nedvesítsen meg egy vattakorongot a tonerrel. (Ne használjon szérumot, testápolót vagy gélt).
EMS, MOIST, COOL üzemmód használata esetén alkalmazzon testápolót, szérumot, gélt, maszkot stb.





3. Lassan mozgassa az arcmasszírozó készüléket a bőrápoló termékek felvitele után.
* Tartsa a készülék vezető csíkját. Ha nem ér hozzá, nem fogja érezni a rezgést és a mikroáramot.
① Az orrtól a homlokig
② A homlok aljától a tetejéig.
③ Az arc közepétől kifelé haladva
④ Az állától az arcáig



Karbantartás

- Használat után kapcsolja ki a tápegységet.
- A főtest nem mosható vízzel.
- Soha ne használjon hígítót vagy benzint.
- Ha a termék piszkos, törölje le egy törülközővel vagy zsebkendővel.
- Ne tegye a fődarabot tűzbe, és ne melegítse túl.
- Ne hagyja a terméket közvetlen napfényben vagy hő közelében.
- A javító szakemberen kívül senki más nem szerelheti szét, nem javíthatja és nem módosíthatja a terméket.
- Ne hagyja a terméket párás helyen, például fürdőszobában.
- Tartsa a ptoduktot gyermekek számára elérhetetlen helyen.
- Kérjük, tartsa be a fenti óvintézkedéseket és figyelmeztetéseket.
- Nem vállalunk felelősséget a felhasználó által a nem megfelelő használat, szétszerelés, módosítás, javítás stb. miatt okozott sérülésekért, meghibásodásért, károkért.

Töltés

- Soha ne töltse a terméket nedves helyen, pl. ha a terminál nedves vagy a fürdőszobában van. Tűz, áramütés és égési sérülések veszélye áll fenn.
- Győződjön meg róla, hogy a töltőport tiszta és száraz a töltés előtt.
- Ha az akkumulátor töltöttségi szintje alacsony, a készülék hangjelzést ad.
- A becsült töltési idő körülbelül 3 óra. A töltöttségi szintjelzés villog, miközben a főegység töltődik. Teljesen feltöltött állapotban a töltöttségi szintjelző világít. (Megjegyzés: A töltési idő a töltési környezettől függően változhat).
- Ne használja a terméket töltés közben.
- Győződjön meg arról, hogy az üzemi feszültséget, a hálózati adaptert stb. a jelen kézikönyvben megadott feltételeknek megfelelően használja.
- Ha először használja a terméket, vagy ha hosszabb ideje nem használta, használat előtt töltse fel. A beépített akkumulátor védelme érdekében havonta egyszer töltse fel, még akkor is, ha hosszú ideig nem használja.
- A töltéshez megfelelő szobahőmérséklet 15-30°C. Az alacsony hőmérsékleten történő töltés lerövidíti az akkumulátor élettartamát.
- Ha először használja a terméket, vagy ha hosszabb ideje nem használta, használat előtt töltse fel. A beépített akkumulátor védelme érdekében havonta egyszer töltse fel, még akkor is, ha hosszú ideig nem használja.
- A töltéshez megfelelő szobahőmérséklet 15-30°C. Az alacsony hőmérsékleten történő töltés lerövidíti az akkumulátor élettartamát, ezért kérjük, megfelelő hőmérsékleten töltse. Emellett alacsony hőmérsékleten csökkenhet a töltési sebesség.
- A főegység a töltés során kissé felmelegedhet, de ez nem hiba.

- Ha az üzemidő rendellenesen rövid, még akkor is, ha az akkumulátor megfelelően fel van töltve, forduljon a forgalmazóhoz.

Gyakran ismételt kérdések

K: Úgy tűnik, hogy a készülék a készülék kikapcsolása után is rezeg.
V: Használat után a készülék belseje még mindig forró, ezért a szellőzés még akkor is 30 másodpercig tovább működik, ha a készüléket kikapcsolja, hogy lehűtse.

A fej nem rezeg.
① A rezgés érzékeléséhez a termék teljes elektronikus áramköre szükséges. Tartsa a vezető csíkot a készülék oldalán, és enyhén nyomja a készülék tetejét a bőrhöz, hogy elektronikus áramkört hozzon létre. (Ha a fej el van választva a bőrtől, nem fog rezegni, mivel nem tud elektronikus áramkör létrejönni).
② Bőrét mindig hidratálja krémmel vagy szérummal. Ha a bőr túl száraz, a rezgés és az EMS átvitele gyengül, ami csökkentheti a hatást és bőrproblémákat okozhat.

K: Használhatom a terméket az arcomon kívül másra is (testre stb.)?
V: A készülék csak az arcra való. Az arcon kívül másra ne használja.

K: Milyen üzemmódokban használható a beauty pad?
V: Csak CLEAN üzemmódban szabad a kozmetikai padot használni. A TISZTÍTÓ üzemmódtól eltérő üzemmódokban távolítsa el a gyűrűt a kozmetikai betéttel.

K: Nem hatékonyabb, ha erősen megnyomja a készüléket?
V: Nem kell erősen nyomni. Finoman nyomja meg, hogy ne terhelje a bőrt.

K: Használhatom a terméket sminkben is?
V: Kérjük, ne használja a terméket sminkkel, használat előtt mossa meg az arcát.

K: Bizsereg a kezem használat közben, ez rendben van?
V: Kérjük, használat előtt szárítsa meg a kezét. Mivel a termék gyenge árammal működik, az áram a kézben is áramlik, így áramkört képez. Ez egy nagyon kis elektromos áram, így nincsenek mellékhatásai az egészségre.

K: Mennyi a várható használati idő? Használható-e a termék naponta?
V: A bőrápolási módok naponta használhatók. A CLEAN üzemmódot hetente 3 alkalommal ajánlott használni.
Javasoljuk, hogy naponta 15-20 percig használja a terméket. Kérjük, igényei szerint rövidítse vagy hosszabbítsa meg a használati időt.

K: Pattanásos és gyulladt a bőröm, használhatom a terméket?
V: Mivel a bőr gyulladás vagy pattanások idején érzékeny, kérjük, kerülje az érzékeny területeket.

A készülék újratölthető akkumulátorral van felszerelve, amely fizikai és kémiai szerkezete miatt az idő múlásával és a használat során öregszik. A gyártó a készülék maximális működési idejét laboratóriumi körülmények között adja meg, ahol a készülék optimális működési feltételei adottak, és maga az akkumulátor új és teljesen feltöltött. A valóságban az üzemidő eltérhet az ajánlatban megadottaktól, és ez nem a készülék hibája, hanem a termék jellemzője.

Környezetvédelem

Az európai uniós irányelvvel összhangban címkézett elektronikai hulladékot nem szabad más települési hulladékkal együtt elhelyezni. A hulladékot elkülönítve kell gyűjteni és újrahasznosítani a kijelölt pontokon. A megfelelő ártalmatlanítás biztosításával megelőzheti a környezetre és az emberi egészségre gyakorolt lehetséges negatív következményeket. A használt berendezések gyűjtőrendszere megfelel a hulladékártalmatlanításra vonatkozó helyi környezetvédelmi előírásoknak. Erről a témáról részletes tájékoztatást kaphat az önkormányzattól, a tisztítóműtől vagy attól az üzlettől, ahol a terméket vásárolta.

A termék megfelel az Európai Unió (EU) úgynevezett új megközelítésű irányelveinek követelményeinek, amelyek a használat biztonságával, az egészségvédelemmel és a környezetvédelemmel kapcsolatos kérdésekkel foglalkoznak, meghatározva a felderítendő és megszüntetendő veszélyeket.

Importőr
INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o. ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Lengyelország
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Gyártó
Shenzhen ANLAN Life Technology Co., Ltd.
2204.Bldg.4, Cloud Park Phase 2, BanTianSt./
518129 Longgang, Shenzhen, Guangdong
Kína
support@anlan.com

Az EU-ban felelős szervezet
LTI Testing & Certification France S.A.S.
Rue de Rome 154
13006 Marseille
Franciaország
info@lti-lab.com

Jótállási jegy Importőr neve és címe: INNPRO Robert Błędowski, ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, Lengyelország
Terméket értékesítő eladó (forgalmazó, a jogszabályi jótállás kötelezettje) neve és címe:
Vásárlás napja (szerződéskötés) és fogyasztó részére történő átadás:
Számlaszám/Csomagszám:
A termék adatai:
Típusa:
Megnevezése:
Azonosító száma:
Garancia hossza:

TISZTELT VÁSÁRLÓ

Köszönjük, hogy az INNPRO által forgalmazott terméket választotta. Reméljük, hogy jó hasznát fogja venni termékünknek a későbbiekben. Nem valószínű, hogy a termék használata során javításra fog szorulni, de amennyiben mégis, abban az esetben közvetlenül az eladóhoz (forgalmazó) fordulhat segítségért. A kényelmetlenségek elkerülése érdekében kérjük, hogy figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, mielőtt a forgalmazóhoz fordul.

JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK

A Termékek vonatkozásában a termék tulajdonosa az itt rögzített jótállási feltételek szerint érvényesíthet jótállási igényt, feltéve, hogy fogyasztónak minősül („a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy"). A jótállási igény az eredeti Jótállási Jegy bemutatásával - a jótállási idő alatt bármikor - érvényesíthető az eladóval (forgalmazó) szemben.

KIZÁRÓ OKOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Az importőr nem vállal jótállást a termék vagy bármely tartozék részét képező szoftver minőségére, teljesítményére, pontosságára, megbízhatóságára illetve alkalmasságára vonatkozóan. Az eladó (forgalmazó) mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha az eladó (forgalmazó) vagy a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A jótállás nem terjed ki az alábbi esetekre:

a) Fizikai sérülés, tűzkár vagy vízkár, amelyek nem gyártási hibából fakadnak, ide értve többek között a felhasználói hibákat;
b) Nem rendeltetésszerű használatból adódó sérülés, engedély nélküli szétszerelésből, a termék megbontásából fakadóan, melyek nem állnak összhangban a felhasználói útmutatóban foglaltakkal;
c) Vízkár, mely nem megfelelő előkészítés, használat, vagy a felhasználói útmutatóval nem összhangban lévő használatból fakad;
d) Engedély nélküli átalakítás az áramkörben, nem megfelelő akkumulátorhasználatból fakadó sérülések;
e) Sérülés, ami rossz időjárási körülmények között történő használatból fakad (pl.: vihar, homokvihar, eső, stb.);
f) Sérülés, ami nagy elektromágneses mezőben történő üzemeltetésből fakad;
g) Sérülés, ami egyéb magas interferenciájú környezetben történő üzemeltetésből fakad;
h) Sérülés, ami alacsony akkumulátorfeszültségből vagy hibás akkumulátor használatából fakad;
i) Olyan termékek esetén, amelyek azonosítója hamisított vagy megsemmisült;

j) Termékek, amik nem rendelkeznek eladást igazoló dokumentumokkal, vagy az eladást igazoló dokumentum beazonosíthatóan nem ahhoz a termékhez tartozik, vagy az eladást igazoló dokumentum hamisított;
k) helytelen tárolásból, szállításból, leejtésből eredő sérülés esetén;
l) Rongálás esetén;
m) Vásárlás után keletkezett okból adódó meghibásodás eserén;
n) A gyártó által előírt rendszeres ellenőrzés, karbantartás elmulasztása;
o) Bármely a hibát vagy annak okát előidéző beavatkozás vagy javítás, amelyet nem a jelen jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviz végez.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS

A fogyasztói szerződés keretében a Magyarországon vásárolt, forgalmazó által forgalomba hozott termékekre a 151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező jogszabályi jótállás vonatkozik, amelynek időtartama a termék átadásának, vagy az eladó vagy az eladó közreműködője általi üzembe helyezés időpontjától számított

· 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy (1) év,
· 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két (2) év,
· 250 000 forint eladási ár felett három (3) év.

E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

A jogszabályi jótállás a terméket Önnek közvetlenül értékesítő eladót (forgalmazót) terheli. A151/2003. (IX. 22.) Kormányrendelet 4. § (2) bekezdése alapján, a jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a jótállási jegy fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása a jótállás érvényességét nem érinti. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése az eladót (forgalmazót) terheli. A Jogszabályi jótállásból eredő jogok érvényesítésének nem feltétele a termék felbontott csomagolásának fogyasztó általi visszaszolgáltatása. Jelen Jótállási jegyben foglaltak a fogyasztónak a törvényből eredő jogait nem érintik.

JOGSZABÁLYI JÓTÁLLÁS ALAPJÁN ÉRVÉNYESÍTHETŐ JOGOK

A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó választása szerint
a) kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a forgalmazónak a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet;
b) arányos árleszállítást igényelhet, vagy – ha a forgalmazó a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt – elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A forgalmazó – a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - köteles a terméket nyolc (8) napon belül kicserélni, ha
a) a Jogszabályi jótállás időtartama alatt a termék első alkalommal történő javításakor megállapítást nyer, hogy a termék nem javítható, vagy
b) a termék három (3) alkalommal történő kijavítását követően ismét meghibásodik; vagy
c) a termék kijavítására a kijavítási igény eladóval való közlésétől számított harmincadik (30.) napig nem kerül sor, a harmincnapos határidő eredménytelen elteltétől számítva.
Ha a fentiek szerint a termék cseréjére nincs lehetőség, az eladó (forgalmazó) a fogyasztó által bemutatott, a termék ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton feltüntetett vételárat nyolc (8) napon belül a fogyasztó részére visszatéríti.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítás vagy a kicserélés legfeljebb 15 napon belül megtörténjen. Jótállási igényét a fogyasztó közvetlenül az eladónál (forgalmazó) köteles a meghibásodás észlelését követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, az eladó (forgalmazó) nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
A jótállás időtartamán belül jótállási javítási munkákat csak a kijelölt szerviz végezhet, az érvényes Jótállási jegy alapján. Minden jótállás keretén belüli javítás esetén ellenőrizze a javítási szelvények megfelelő kitöltését. A javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. Amennyiben a javítást a kijelölt szakműhely nem végzi el, vagy a javítást nem is vállalják, úgy a fogyasztó a terméket a jótállás kötelezettjének költségére máshol is kijavíttathatja. A javítás költségeinek megtérítéséhez, annak megfelelő számlával történő igazolása szükséges. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a jótállási igény újból kezdődik.

JÓTÁLLÁSRA VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK

Amennyiben a termék (az újként történő első vásárlás időpontjától számítva) a jótállási időn belül a gyártás, vagy a gyártás során nem megfelelő anyag alkalmazása miatt meghibásodik, azt a Jótállási területen belül az importőr hivatalos készülék szervize térítésmentesen megjavítja, vagy a terméket, vagy hibás alkatrészét kicseréli, amennyiben a hibás alkatrészre a jelen Jótállási jegyben írt feltételek, és korlátozások figyelembevételével a Szerződéses jótállás érvényes. Minden kicserélt termék, illetve alkatrész tulajdonjoga a cserét elvégzőre száll.

Jótállás csak a jótállási időn belül, a hibás termék átadása, valamint a vásárlást bizonyító, a vásárlás dátumát, a modell típusát és az eladó forgalmazó nevét tartalmazó eredeti dokumentum (jótállási jegy, annak hiányában számla vagy nyugta) ezen adattartalmában olvasható és sértetlen bemutatása esetén érvényesíthető. Ellenkező esetben az importőr hivatalos készülék szervize a díjmentes jótállási szervizszolgáltatást visszautasíthatja.

A jótállás nem érvényes olyan termékre, amelyen a típus- vagy sorozatszámot megváltoztatták, törölték, eltávolították vagy olvashatatlanná tették.

Kérjük a jótállási jegy vásárláskor történő megfelelő kitöltését körültekintően ellenőrizze, a Jótállási jegyet pedig gondosan őrizze meg. Elveszett Jótállási jegy pótlására csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (pl. dátummal és bélyegzővel ellátott számla, eladási jegyzék bemutatása) esetén van lehetőség. A jótállási jegyen történt bármilyen javítás, törlés, átírás, vagy valótlan adatok bejegyzése a Jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

Kérjük, hogy a termékből eltávolítható adattároló eszközök elvesztésének/meghibásodásának elkerülése végett azokat a termék javításra leadását megelőzően távolítsa el a termékből.
A jótállás nem terjed ki a hibás termék importőrhöz, illetve az importőr hivatalos készülék szervizéhez, a nem importőr által megjelölt szállítmányozó által történő szállítással kapcsolatos szállítási költségekre és kockázatra.
Jelen jótállási jegyen megadott termékre a Gyártó további kiegészítő jótállást is nyújt(hat), melynek feltételeit – terméktől függően - a megvásárolt termékhez csatolt Használati Útmutató és/vagy a Gyártó hivatalos honlap tartalmazza. A Fogyasztó a jogszabály alapján kötelező jótállási időn túl a termékkel kapcsolatos jótállási igényét a Gyártó által meghatározott képviseleti pontokon jelezheti.
Jogvita esetén a Fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

JÓTÁLLÁS KERETÉBEN VÉGZETT JAVÍTÁSOK/CSERÉK:

Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:
Bejelentés dátuma:	Visszaadás dátuma:
Hibajelenség:	Jótállás új határideje:
Új azonosító szám:	Munkalapszám:
(Ph)	Elvégzett javítás/csere:

.....	.....
Az eladó (jogszabályi jótállás kötelezettje) bélyegzőlenyomata és a Jótállási Jegy kiállítás során eljáró személy aláírása	Vásárló aláírása

Termék akkumulátor specifikációk

Tulajdonság	Érték
Termékkód	-
EAN kód	6953156301269
Akkumulátor kategória	Hordozható akkumulátor
Akkumulátor típus	Hordozható lítium-ion akkumulátorok (Li-Ion)
Kadmiumot/Ólmot tartalmaz (>0.002% Cd, >0.004% Pb)	Nem
Nettó tömeg (kg)	0.01790
Kapacitás (mAh)	1000

Figyelmeztetések és biztonsági információk
A termék használatával kapcsolatos minden információ megtalálható a használati útmutatóban. Használat előtt olvassa el annak tartalmát, és kövesse az abban foglalt utasításokat.
Használat előtt olvassa el a következő információkat is:
A használatra vonatkozó figyelmeztetések
A termék károsodásának veszélye:
●A készülékeket csak rendeltetésszerűen használja, kerülje az utasításokkal ellentétes használatot.
●A nem vízálló készülékeket nem szabad vízbe meríteni vagy magas páratartalom mellett használni.
●Ne tegye ki a termékeket szélsőséges hőmérsékletnek, és ne hagyja őket hosszú ideig a napon.
●Akkumulátoros készülékek esetében ügyeljen arra, hogy a töltés csak a mellékelt kábellel vagy kompatibilis adapterrel történjen.
Kockázat a felhasználóra nézve:
●Kerülje a készülékek használatát irritált, sérült bőrön, nyílt sebek, aktív gyulladás vagy allergiás reakciók esetén.
●Ne használja a mikroáramot, ultrahangot vagy hőt kibocsátó készülékeket, ha pacemakerrel, fémimplantátummal rendelkezik vagy terhes.
●Ha érzékenységet, kellemetlen érzést vagy egyéb aggasztó tüneteket tapasztal, azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon bőrgyógyászhoz.
Információk a helyes használatról
Használati ajánlások:
●Az olyan készülékek, mint a masszírozó vagy a bajusz “porszívó” használata előtt alaposan tisztítsa meg az arcát, és a kezelés támogatására megfelelő kozmetikumokat (pl. gélt vagy vizet) alkalmazzon.
●Az olyan mélytisztító eszközöket, mint a kavitációs bőrradírok, a túlzott bőrirritáció elkerülése érdekében hetente legfeljebb 2-3 alkalommal szabad használni.
●A készülékeket a gyártó ajánlásainak megfelelően használja, és ne lépje túl az arc egy-egy területén javasolt hatóidőt (általában 1-2 perc).
●Válassza ki a megfelelő intenzitási szintet, különösen, ha érzékeny a bőre.
Karbantartás és tárolás:
●Minden használat után a készüléket nedves ruhával vagy más eszközzel tisztítsa meg a gyártó ajánlásainak megfelelően. A vízálló készülékeket folyó víz alatt öblítse le.
●Rendszeresen ellenőrizze a tartozékok, például a súroló- vagy kefehegyek állapotát, és a gyártó ajánlásainak megfelelően cserélje ki őket.
●A készülékeket száraz, tiszta helyen tárolja, kerülje a nedvességgel és porral való érintkezést.
További óvintézkedések
Alkalmazkodás a felhasználóhoz:
●Válassza ki a bőrtípusának és egyéni igényeinek megfelelő készüléket. Az olyan funkciók, mint a melegítés vagy a mikroáramú masszázs nem biztos, hogy alkalmasak az érzékeny vagy érrendszeri problémás bőrre.
●A készülékeket bőrgyógyászati problémákkal, például rosaceával küzdő személyek csak orvossal konzultálva használhatják.
Károsodás és szerviz:
●Ha a készüléken bármilyen sérülést észlel (pl. repedések a külsején, problémák a bekapcsolással, instabil működés), azonnal hagyja abba a készülék használatát, és forduljon a gyártó hivatalos szervizközpontjához.
●Az alkatrészek és tartozékok cseréjéhez csak a gyártó által szállított eredeti alkatrészeket használjon.
●Rendszeresen ellenőrizze a tölthető készülékek működését, és töltse fel őket az ajánlásnak megfelelően, hogy elkerülje a teljesítményromlást vagy a sérülés kockázatát.
Megfelelőségi nyilatkozat
A termékeket az (EU) 2023/988 rendelet biztonsági követelményeinek megfelelően tervezték. Megfelelnek a vonatkozó műszaki szabványoknak, beleértve a működési biztonságra, az elektromágneses kompatibilitásra és az anyagok tartósságára vonatkozó szabványokat is.